



*“La química trabajando al beneficio
de la medicina y la odontología”*

U.S. PATENTE 6,365,134

U.S. PATENTE 6,488,913

U.S. PATENTE 6,284,030

U.S. PATENTE 5,925,689

U.S. PATENTE 5,965,632

Certificación
ISO 9001

U.S. PATENTE 6,696,043

Categoría / Ítem	Página
Prefacio.....	1
Información de nuestra compañía.....	2
Sellantes, Forros Cavitarios, Imprimadores y Barnices.....	3 - 4
Sellantes de Fosas y Fisuras	Auto-Curado 3
	Foto-Curado 3
Forro Cavitario	Fluoroseal 4
Barniz	Copal Barniz Cavitario 4
	Universal Barniz Cavitario 4
Agente de Enlace	Sistema de Enlace para Dentina/Esmalte 4
Restauradores Compuestos.....	5 - 11
Anterior/Posterior	Anterior/Posterior Pasta/Pasta 5
	CuRay-Fil (Foto-Curado) 6
	CuRay-II 7
Fluida	CuRay-Match 7-8
	CuRay-Mask 8
Material para Muñones	Support (Auto-Curado) 9
	PL Support (Pasta/Líquido Support) 9
	LC Support (Foto-Curado) 10
	CuRay-Support (Curación Dual) 10
	NewCore 10
	Sci-Span 11
Temporal	Tempo-Rex (Foto-Curado) 11
	Fastfil (Auto-Curado) 11
Cementos.....	12 - 13
Permanente	Glasion (Ionómero) 12
	Microjoin (Resinoso) 12
	Cemper (Polímero) 13
Temporal	Until (libre de eugenol) 13
Adhesivo / cemento Ortodóncico.....	14
	PL Cure-On-Touch (Auto-Curado Cure-on-Touch) 14
	CuRay-Eclipse (Foto-Curado Eclipse) 14
Materiales Auxiliares.....	15 - 17
Acondicionador	Gel Etch (Ácido Ortofosfórico en Gel) 15
	Acondicionador de Esmalte 16
	FloroPhos (Flúor) 16
Pasta Pulidora	Luster 16
	Diamond Luster 17
Imprimador	CuRay-PriMet (PriMet para Metal) 17
Agente Lubricante	StikFree 17
Accesorios.....	18
hojas para mezclar, pocillos para mezclar, hojas de milar, pinceles, mangos, esponjas, espátulas, jeringas, y puntas dispensadoras.	
Precios Domésticos.....	19 - 24
Etiqueta Privada y Materiales al granel.....	25
Póliza de Ventas y Límite de Garantía.....	26



SCIENTIFIC PHARMACEUTICALS, INC. (Sci-Pharm) es una organización con sede en California cuya orientación es a la investigación y fabricación. Además de su propio programa de investigaciones, la Sci-Pharm desempeña investigaciones y fabricación bajo contrato para compañías ajenas. Algunos de los materiales mas avanzados en la odontología moderna se han desarrollado desde su planta en Pomona, entre esos, restauradores compuestos (foto y auto curados) de nueva generación; compuestos fluidos; adhesivos y cementos ortodóncicos foto-curado y de un solo paso; forros cavitarios novedosos y barnices; agentes de enlace y promotores de adhesión; sellantes de fosas y fisuras; coronas poliméricas, cementos para puentes e implantes; y numerosos materiales auxiliares.

La Sci-Pharm ha contribuido significativamente al avance de materiales y técnicas dentales y continua su compromiso a la educación de profesionales dentales respecto a nuevos desarrollos en el campo y la selección y uso correcto de los productos dentales modernos. Miembros del equipo de investigación han publicado numerosas patentes, papeles, y libros sobre una amplia variedad de temas relacionados, y han iniciado nuevas direcciones en los campos de restauración, prevención, y odontología estética y ortodoncia.

Los productos Sci-Pharm representan la tecnología mas avanzada en materiales dentales. Las cualidades sobresalientes de los productos Sci-Pharm se reconocen fácilmente y son apreciados hasta por el dentista mas discriminante. Estos productos representan formulaciones no-comprometidas cuyos funcionamientos no han sido sacrificados por mercadeo y costos de fabricación.

Todos los materiales Sci-Pharm son fabricados y evaluados de acuerdo a los estándares de la Asociación Dental Americana (ADA), Administración de Comidas y Sustancias (FDA) y la Organización Internacional de Estandarización (ISO).

Los sellantes, barnices y forros representan una categoría de materiales usados para una variedad de aplicaciones en la odontología. Sellantes para fisuras se utilizan como medida preventiva contra la ocurrencia de deterioro oclusal durante las edades mas propensas a caries. Estos materiales se disponen en foto y auto curado, como también en color transparente u opaco. Tanto el foto como el auto curado son igualmente apropiados, sin embargo los materiales foto curados ofrecen las ventajas de manejo fácil y el ahorro de tiempo.

Fluoroseal, un forro cavitario foto curado, es diseñado para reforzar el fondo cavitario en restauraciones muy profundas. Además de proveer una barrera mecánicamente fuerte para la pulpa contribuye a la insolación térmica y actúa como una barrera contra irritantes químicos de cementos y restauradores. Es compatible con todos los restauradores y cementos conocidos aparte de adherirse químicamente a la resina compuesta.

Los sellantes dentinarios alivian la incomodidad post-operatoria y evitan la irritación pulpar causada por algunos componentes de cementos y restauradores. Estos sellantes proveen una medida adicional de protección contra la deterioración secundaria. El mas económico de ellos siendo el barniz Copal. El uso de este se limita a restauraciones de amalgama ya que interfiere con el proceso de curación de los materiales a base de resina. El mas sofisticado, Universal Cavity Barniz y su contra parte, Microjoin Sellantes de Dentina, pueden utilizarse debajo de cualquier tipo de restaurador o cemento.

SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS

Resina auto-curada para sellar fisuras oclusales y para adherir restauradores compuestos al esmalte grabado



Cat. No. 50-01
Transparente

Cat. No. 51-01
Blanco-Opaco

Cat. No. 53-01
Estuche Introductorio
Transparente

Cat. No. 52-01
Estuche Introductorio
Blanco-Opaco

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Baja absorción de agua asegura buena resistencia contra manchas y durabilidad
- Larga vida útil sin necesidad de refrigerar
- Versátil – puede usarse como sellante para fisuras y agente de enlace
- Facilidad de examen debido a la opacidad de la versión blanca y la fluorescencia de la versión transparente
- Económico y de uso conveniente

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 50-011 Sellante Parte A, Transparente, 12.5cc o
Cat. No. 50-014 Sellante Parte A, Opaco, 12.5cc
Cat. No. 50-012 Sellante Parte B, 12.5cc
Cat. No. 50-013 Acondicionador de Esmalte, 13cc
Accesorios e Instrucciones

ESTUCHE INTRODUCTORIO CONTIENE:

Cat. No. 52-011 Sellante Parte A, Opaco, 6cc o
Cat. No. 53-011 Sellante Parte A, Transparente, 6cc
Cat. No. 52-012 Sellante Parte B, 6cc
Cat. No. 50-013 Acondicionador de Esmalte, 13cc
Accesorios e Instrucciones

Resina Foto-Curada para sellar fisuras oclusales y para adherir restauradores compuestos al esmalte grabado



Cat. No. 54-01
Transparente

Cat. No. 56-01
Blanco-Opaco

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Aplicación rápida y fácil
- Conveniencia de tiempo de trabajo sin limite
- Baja absorción de agua asegura buena resistencia a manchas y durabilidad
- Larga vida útil sin necesidad de refrigerar
- Versátil – puede usarse como sellante de fisuras o agente de enlace
- Económico

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 54-011 Sellante, Transparente, 2 botellas x 6cc o
Cat. No. 56-011 Sellante, Opaco, 2 botellas x 6cc
Cat. No. 50-065 Acondicionador de Esmalte, 13cc
Accesorios e Instrucciones

Los novedosos restauradores y cementos a base de resina de la Scientific Pharmaceuticals representan un significativo progreso sobre los anteriores y convencionales materiales del arte. Las ventajas que ofrecen incluyen su fácil manejo, función confiable, biocompatibilidad y compatibilidad con casi todo tipo de cementos permanentes y materiales restauradores. Por su excelencia resistencia a flujos orales y superiores características mecánicas, su tiempo útil, en caso indicado, puede ser significativamente extendido. Contrario a los viejos tipos de materiales diseñados usualmente para una o dos semanas de servicio, los materiales polímeros a base de resina pueden llevar a cabo su función por periodos de hasta seis meses.

FORROS CAVITARIOS

FLUROSEAL®

Fondo Cavitario Foto-Curado

Estuche
Introductorio
Cat. No. 75-035B
Color Dentina



CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Aplicación rápida y fácil
- Económico
- Compatible con todos los restauradores y cementos
- Mecánicamente fuerte e insoluble en fluidos orales
- Larga Vida Útil; no requiere de refrigeración
- Resistente a agentes grabadores
- Radio opaco
- Manejo simplificado; directo al diente (jeringa x 1.5gr)

ESTUCHE INTRODUCTORIO

CONTIENE:

Jeringa x 1.5gr
5 Puntas desechables
Instrucciones

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 75-031 Forro, Color Dentina, 2 jeringas x 7.5gr (estuche 75-03) o
Cat. No. 75-131 Forro, Color Contraste, 2 jeringas x 7.5gr (estuche 75-13)
Instrucciones

Cat. No. 75-03
Color Dentina

Cat. No. 75-13
Color Contraste



BARNICES

Cat. No. 70-01 B



BARNIZ COPAL

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- La forma mas económica y conveniente para sellar los tubulos dentinarios debajo de restauraciones de amalgama
- Fácil para aplicar debido al grado moderado de curación
- Botella irrompible con gotero, 15cc
- No es necesario un solvente
- No contiene cloroformo ni éter etileno

BARNIZ UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Forma una barrera impermeable que previene penetración de sustancias toxicas
- Reduce incomodidad post-operatoria causada por cambios en temperatura
- Apropiado y recomendado para uso debajo de amalgama y resinas y para cementar restauraciones coladas sobre dientes sensibles
- No contiene cloroformo ni éter etileno

Para Solvente pedir Cat. No. 70-04

Patente U.S. #4,396,378

Cat. No. 70-03 B



AGENTE DE ENLACE



Sistema de Enlace Dentina/Esmalte

Para aplicar como un intermediario entre esmalte o dentina y el material restaurador o cemento, y así mejorar el enlace a la estructura dental y prevenir escape y sensibilidad.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Técnica sencilla y fácil
- Versátil – se adhiere a los márgenes de dentina y esmalte
- Compatible con todo material restaurador foto curado y cementos
- Larga vida útil sin necesidad de refrigeración
- Económico
- Mínima o ninguna irritación pulpar

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 50-121 Imprimador Dentina / Esmalte, 6gr
Cat. No. 50-122 Acondicionador de Dentina, 7cc
Cat. No. 50-110 Acondicionador de Esmalte, 13cc
Accesorios e Instrucciones

Cat. No. 50-120



Restauradores auto-curados representan la primera generación de materiales restaurativos en base a resina compuesta. A pesar de la fuerte competencia de los mas nuevos restaurativos foto-curables, aún gozan de una porción substancial del mercado. Debido a que poseen varias características únicas, no es probable de que sean completamente reemplazados por sus contrapartes foto-curados. Siguen siendo los materiales de elección en situaciones donde existen restricciones de luz y para hacer restauraciones oscuras o profundas, eliminando la dependencia al funcionamiento de lámparas de foto curación. El costo por restauración también es significativamente mas económico que el de los materiales foto-curados. Restaurativos auto-curados mantienen una fuerte posición en el mercado de esos países donde el costo de lámparas de foto curación y el precio de los materiales son de mayor preocupación cuando consideran cual tipo de restaurador usar. Restauradores auto-curados también se utilizan para aplicaciones en áreas donde no disponen de electricidad.

La sensibilidad de los restauradores auto-curados a condiciones de almacenaje y particularmente a temperaturas altas deberá tomarse en consideración. Los componentes de la Parte B son particularmente sensibles a temperaturas y requieren de almacenar en frío. Sin embargo, este problema se alivia bastante cuando utilizan restauradores tipo pasta/liquido ya que estos materiales ofrecen mayor resistencia a temperaturas altas. Los materiales restauradores de resina auto-curada gozan de alta fuerza mecánica, baja contracción polimérica, excelente estabilidad de color, radio opacidad muy buena, bajo coeficiente de expansión térmica, buena estética y manejo fácil. Estas características son las mas deseables en restauradores de compuestos poliméricos avanzados.

RESTAURADORES ANTERIOR / POSTERIOR

Tipo Pasta/Pasta, Material Restaurativo a Base de Resina Auto-Curable

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Alto contenido de relleno
- Alta fuerza mecánica
- Alta resistencia al desgaste
- Larga vida útil
- Excelente adaptación marginal
- Radio opaco
- Baja contracción
- Baja tendencia a irritación pulpar
- Buen pulido
- Resistente a manchas
- Excelente estética
- Excede los requerimientos de la Especificación ADA No. 27 para restauradores compuestos

The ADA Council on Scientific Affairs' Acceptance of Sci-Pharm Anterior/Posterior Restorative is based on its finding that the product is effective for use in the restoration of cavities in anterior teeth.

Cat. No. 50-04



ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 50-041 Pasta, Parte A, 14gr
Cat. No. 50-042 Pasta, Parte B, 14gr
Cat. No. 50-043 Agente de Enlace, Parte A, 3gr
Cat. No. 50-044 Agente de Enlace, Parte B, 3gr
Cat. No. 50-013 Acondicionador de Esmalte, 13cc
Accesorios e Instrucciones

*Also available in a special export version
(See page 19 for details)*

Cat. No. 55-04



ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 55-041 Pasta, Parte A, 14gr
Cat. No. 55-042 Pasta, Parte B, 14gr
Accesorios e Instrucciones

Cat. No. 56-15



ESTUCHE MÚLTIPLE CONTIENE:

Cat. No. 50-041 Pasta, Parte A, 14gr x 10
Cat. No. 50-042 Pasta, Parte B, 14gr x 10
700 Espátulas desechables
9 Hojas para Mezclar
Instrucciones

Un material restaurador no-comprometido, de alto pulido y tipo híbrido que combina el fácil manejo con excelente estética y superiores características físicas.



Cat. No. 50-10, Estuche Regular

ESTUCHE CONTIENE:
5 Jeringas x 5gr cada una
Cat. No.50-109 B:
6gr Agente de Enlace
Cat. No. 50-110 B:
13cc Acondicionador
Accesorios e Instrucciones



Cat. No. 50-103 CB, Unit

ESTUCHE CONTIENE:
.35gr Restaurador x 25
Carpules de un solo
Color
Instrucciones
Disponible en 11 Colores



Cat. No. 55-10,
Estuche Introductorio

ESTUCHE CONTIENE:
2 Jeringas x 5gr cada una
3gr Agente de Enlace
2gr Acondicionador
Accesorios e Instrucciones

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Restaurador compuesto de alto relleno que ofrece excelente estética con superiores características físicas y de consistencia densa
- Alta proporción de relleno a resina produce alta resistencia al desgaste, baja contracción de polimerización, baja absorción de agua, excelente estabilidad de color sin decoloración marginal
- Translucidez debidamente balanceada con reflejo del material curado y una amplia selección de colores
- Recibe un pulido altamente lustroso al contrario de otros materiales restauradores de alto relleno
- Excedemos los requisitos de la especificación No. 27 de la ADA para restauradores compuestos
- Resiliente y a la vez flexible, la consistencia facilita su aplicación, particularmente deseado en restauraciones grandes
- El estuche incluye el agente de enlace para lograr optimo sello marginal y retención en restauraciones Clase IV
- Radio opaco
- Colores compatibles con guía de colores Lumin

COLORES DISPONIBLES:

***	Cat. No. 50-102 B	Claro, Jeringa x 5gr	A1
*	Cat. No. 50-102 CB	Claro, 25 Carpules	A1
***	Cat. No. 50-103 B	Universal, Jeringa x 5gr	A2
*	Cat. No. 50-103 CB	Universal, 25 Carpules	A2
*	Cat. No. 50-114 B	Café Claro, Jeringa x 5gr	A3
*	Cat. No. 50-114 CB	Café Claro, 25 Carpules	A3
*	Cat. No. 50-115 B	Café Mediano, Jeringa x 5gr	A3.5
*	Cat. No. 50-115 CB	Café Mediano, 25 Carpules	A3.5
**	Cat. No. 50-113 B	Café Oscuro, Jeringa x 5gr	A4
*	Cat. No. 50-113 CB	Café Oscuro, 25 Carpules	A4
*	Cat. No. 50-101 B	Extra Claro, Jeringa x 5gr	B1
*	Cat. No. 50-101 CB	Extra Claro, 25 Carpules	B1
*	Cat. No. 50-105 B	Amarillo Claro, Jeringa x 5gr	B2
*	Cat. No. 50-105 CB	Amarillo Claro, 25 Carpules	B2
**	Cat. No. 50-107 B	Amarillo/Café, Jeringa x 5gr	B3
*	Cat. No. 50-107 CB	Amarillo/Café, 25 Carpules	B3
*	Cat. No. 50-104 B	Gris Claro, Jeringa x 5gr	C1
*	Cat. No. 50-104 CB	Gris Claro, 25 Carpules	C1
**	Cat. No. 50-106 B	Gris/Café, Jeringa x 5gr	C3/D3
*	Cat. No. 50-106 CB	Gris/Café, 25 Carpules	C3/D3
*	Cat. No. 50-112 B	Gris Oscuro, Jeringa x 5gr	C4
*	Cat. No. 50-112 CB	Gris Oscuro, 25 Carpules	C4

* Disponible por separado únicamente.

** Incluido en el Cat. No. 50-10

*** Incluido en los Cat. Nos. 50-10 y 55-10

**Los componentes
de los Estuches son
por separado.**

GUIA PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS: La selección de materiales apropiados o combinaciones de materiales para una aplicación clínica específica, requiere un conocimiento profundo de las características y limitaciones de los productos dentales disponibles. Las siguientes recomendaciones se aplican:

1. En aplicaciones donde baja contracción de curación, alta resistencia al desgaste, baja absorción de agua, excelente radio-opacidad, y baja coeficiente de expansión térmica son de importancia, como para grandes restauraciones posteriores, es recomendable el uso de un restaurador foto curado de alto relleno y preferiblemente tipo-híbrido. El CuRay-Fil y CuRay-II son diseñados específicamente para cumplir con estos requerimientos. Se puede sustituir con el restaurador auto curado, Anterior/Posterior.
2. En casos donde son deseables materiales de consistencia mas solvente (por ejemplo, restauraciones Clase V pocas profundas; para reparar pequeños defectos estructurales del esmalte; enmascarar decoloración; o adherir carillas prefabricadas) compuestos fluidos tipo híbrido de baja viscosidad, tales como el CuRay-Match y CuRay-Mask, serian los materiales de elección.
3. Para mejorar la adhesión al esmalte y dentina de restauradores a base de resina y de cementos, o para evitar escape marginal, es indicado un agente de enlace asi como el Sci-Pharm Dentina/Esmalte Agente de Enlace.
4. Restauradores a base de resina y cementos son incompatibles con materiales que contienen eugenol. Consecuentemente, restauradores y cementos temporales (i.e. Tempo-Rex, Until, y Fastfil) son los materiales de elección antes de la aplicación de restauradores permanentes a base de resina.

RESTAURADORES ANTERIOR / POSTERIOR



Curable por luz visible, restaurador compuesto altamente relleno para uso principalmente en restauraciones Clases I y II



Cat. No. 50-501 CB
25 carpules x .35gr

UNIDADES CuRay-II:

Cat. No. 50-501 CB: Color Claro, 25 Carpules
Cat. No. 50-502 CB: Color Universal, 25 Carpules
Cat. No. 50-503 CB: Color Gris/Café, 25 Carpules
Cat. No. 50-504 CB: Color Amarillo/Café, 25 Carpules
Instrucciones

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Un material restaurador extremadamente cargado de relleno específicamente desarrollado para restauraciones Clase I y Clase II donde alta resistencia al desgaste, baja contracción, y alta fuerza mecánica son de suma importancia
- Excelente radio opacidad
- Muy buena estética
- Sistema conveniente para dispensar; aplicación directa a la cavidad
- Económico carpules x 0.35g mínimo desperdicio
- Excede los requisitos de la Especificación No. 27 de la ADA para restauradores compuestos
- Consistencia condensable muy solicitada

Color Lumin

A1
A2/A3
C3/D3
B3

RESTAURADORES FLUIDOS



Curable por Luz Visible, Restaurador Compuesto Fluido y Cemento para Carillas
Material restaurador a base de Resina

Resina auto-curable para restaurar esmalte dental deficiente, carillas acrílicas y menores defectos en carillas de porcelana.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Fuerte adhesión al esmalte grabado sin el uso de agente de enlace
- El balance de opacidad y reflejo de luz se brinda estética superior
- Excelente estabilidad de color
- Versátil – puede usarse como restaurador o cemento para carillas
- Facilidad de adhesión a la dentina cuando se usa junto con el Agente CuRay Dentin/Enamel, Cat. No. 50-120
- Reducida capa inhibida por oxígeno contribuye al fácil acabado
- Vida útil de dos años sin necesidad de refrigeración
- Aplicación rápida – sistema mono componente
- Óptima fluidez facilita su aplicación
- Colores se acoplan fácilmente a los colores de la guía Lumin

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 50-201, Jeringa x 3gr, Color Universal (A2)
Cat. No. 50-202, Jeringa x 3gr, Opacador Universal
Cat. No. 50-203, Jeringa x 3gr, Color Claro (A1/B1)
Cat. No. 50-204, Jeringa x 3gr, Amarillo (B3)
Cat. No. 50-205, Jeringa x 3gr, Gris (D3)
Cat. No. 50-065 Acondicionador de Esmalte, 13cc
Cat. No. 50-064 Acondicionador de Porcelana, 6cc
Accesorios e Instrucciones

ACCESORIOS:

Cat. No. 30-10 Espátulas Desechables
Cat. No. 30-30 Pinceles y Mangos Desechables

OTROS COLORES DISPONIBLES:

Cat. No. 50-208 B, Jeringa x 3gr, Gris Oscuro (C4)
Cat. No. 50-209 B, Jeringa x 3gr, Café Oscuro (A4)



Cat. No. 50-20

RESTAURADORES FLUIDOS



Curable por Luz Visible, Restaurador Compuesto Fluido y Cemento para Carillas, Material Restaurador a base de Resina

Alternativa para el estuche CuRay-Match ofrece las siguientes ventajas:

- Amplia selección de colores
- Manejo simplificado; aplicación directa
- Menos desperdicio

ESTUCHE CONTIENE:

4 Jeringas x 1.2gr
Accesorios e Instrucciones



Cat. No. 51-20

COLORES DISPONIBLES:

	Lumin
* Cat. No. 50-213 B Claro	A1/B1
Cat. No. 50-211 B Universal	A2
Cat. No. 50-210 B Café Claro	A3
Cat. No. 50-212 B Café Mediano	A3.5
Cat. No. 50-219 B Café Oscuro	A4
* Cat. No. 50-217 B Amarillo Claro	B2
Cat. No. 50-214 B Amarillo/Café	B3
Cat. No. 50-220 B Gris Claro	C1
* Cat. No. 50-216 B Gris Mediano	C2
Cat. No. 50-215 B Gris/Café	C3/D3
Cat. No. 50-218 B Gris Oscuro	C4
Cat. No. 50-221 B Gingiva	--
Cat. No. 50-222 B Incisal	--
* Cat. No. 50-225 B Opacador Claro	--
Cat. No. 50-224 B Opacador Universal	--
Cat. No. 50-223 B Opacador Amarillo	--

* Se incluye en el estuche

Cada jeringa individual se dispone con 5 puntas desechables e instrucciones.



Check our website at www.scipharm.com for upcoming events.

MATERIALES PARA MUÑONES

Los materiales para elaborar muñones son diseñados para reemplazar estructura coronaria faltante antes de cementar la prótesis. Usualmente se utilizan juntos con pines y postes. Tanto los auto curados, foto curados, y los de curado dual se utilizan con este propósito. Las características deseables de este material incluyen buena fuerza mecánica, insolubilidad a los flujos orales, facilidad de manejo, y radio opacidad. Adicionalmente, es ventajoso que el material restaurador se disponga en dos formas: un color de alto contraste con el diente y el otro de color neutro para aplicar debajo de coronas semi-transparentes.

La Sci-Pharm ofrece materiales para muñones en cuatro versiones. El **Support** representa la versión convencional auto curada tipo pasta disponible en color contraste (azul) y en color natural. La resina solvente incluida en el estuche permite ajustar la consistencia si se deseara. El **PL Support** es tipo pasta / liquido auto curado. Este permite control de consistencia con solo variar la porción entre la pasta y el liquido. Esta característica hace que esta versión sea apropiada para cementar pines y postes. **PL Support** se dispone en dos colores: contraste (negro) y natural. **LC Support** es la versión de foto curado disponible en empaque conveniente de carpules para aplicación directa al diente. Posee la característica sobresaliente de curación profunda y permite preparación del muñón en un solo paso. El **CuRay Support** representa la versión mas avanzada y moderna de los materiales para muñones y puede utilizarse tanto como material auto curado como foto curado. Se dispone en color natural y contraste (azul). La consistencia de este restaurador puede ajustarse para facilitar su manejo y ampliar su aplicación a la cementacion de postes.

Sci-Pharm's most recent addition to this category of dental restoratives is **NewCore** - a self cure composite material, packaged in dual barrel cartridges. **NewCore** offers convenience of handling, allowing for dispensing the automixed restorative directly into the preparation.

SUPPORT® Restaurador para Muñones, Auto-Curado Tipo Pasta/Pasta

Cat. No. 50-09



CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Fácil para mezclar; suficiente tiempo de trabajo
- Dos colores: contraste para distinguir fácilmente de la estructura dental; natural para utilizar debajo de coronas transparentes
- Moldeable, no-pegajoso, mas de consistencia adhesiva
- Contiene relleno moderadamente duro para facilitar el tallado y contorno
- Permite ajustar la consistencia y fluidez si fuera deseable
- Radio opaco
- Económico

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 50-091 Parte A, Contraste, 12gr
Cat. No. 50-092 Parte A, Natural, 3gr
Cat. No. 50-093 Parte B, 15gr
Cat. No. 50-096 Resina Solvente, 2.5gr
Accesorios e Instrucciones

Cat. No. 51-09



ESTUCHES ESPECIALES:

Cat. No. 50-19 Support, Todo color Contraste
Cat. No. 50-29 Support, Todo color Natural
Cat. No. 50-39 Support, Parte A, Natural, 12gr
Parte A, Contraste, 3gr

ESTUCHES ECONÓMICOS:

Cat. No. 51-09 Support, Todo color Contraste, 50gr
Cat. No. 52-09 Support, Todo color Natural, 50gr

Los materiales de la Scientific Pharmaceuticals son desarrollados con énfasis especial en su calidad, ya que la calidad de los materiales dentales es uno de los mas importantes, pero generalmente menos apreciados, factores que influye sobre la calidad de los servicios del profesional.

MATERIALES PARA MUÑONES

LC SUPPORT®

Restaurador para Muñones, Foto-Curado



Cat. No. 51-302 CB

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Rápido, aplicación precisa
- Manejo cómodo
- Alta fuerza mecánica
- Profundidad de curación sobresaliente elimina la necesidad de aplicar por capas
- Larga vida útil sin necesidad de refrigeración
- Con color para proveer un contraste entre el diente y el material mas no altera la apariencia debajo de prótesis semi-transparente
- Excelente radio opacidad

ESTUCHE CONTIENE:

25 Carpules x .35gr
Instrucciones

CuRAY-SUPPORT®



Cat. No. 55-30

ESTUCHES ESPECIALES:

Cat. No. 55-31 CuRay-Support, Todo Contraste
Cat. No. 55-32 CuRay-Support, Todo Natural Accesorios y Instrucciones

Restaurador para Muñones, Auto y Foto Curado

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Tiempo de trabajo sin limite en forma de foto-curado alivia la presión de tiempo y permite mejor precisión
- Consistencia ajustable, cuando sea necesario
- Fácil conversión a forma auto-curado para aplicación en áreas donde no hay acceso a luz visible
- Dos colores: Contraste para distinguir entre la estructura dental; Natural para uso debajo de coronas transparentes
- Radio opacidad bien balanceada permite que el restaurador se distingue entre los pines y postes metálicos como también de la estructura dental
- Relleno moderadamente duro para tallado superior
- Ahorro de tiempo

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 55-301 Color Contraste, 10gr
Cat. No. 55-302 Color Natural, 10gr
Cat. No. 55-303 Activador Auto-Curado, Liquido, 6gr
Cat. No. 55-304 Activador Auto-Curado, Pasta, 4gr
Cat. No. 55-305 Forro Cavitario, Foto-Curado, 7gr
Accesorios e Instrucciones



NEWCORE™



Cat. No. 57-01

Core Build-Up Restorative in Automix Cartridges

OUTSTANDING FEATURES OF THE PRODUCT:

- Automix System, combined with optimized consistency and rheological characteristics of the restorative, facilitates handling
- Convenient and consistent working and curing times
- Good mechanical strength
- Excellent x-ray opacity
- Available in three desirable color versions (white/opaque, natural and contrast)
- "Needlepoint" tips allow for precise application

KIT CONTAINS:

- 68g (circa 48cc) of restorative in Dual Barrel Cartridge
- 15 static mixers
- 15 tips
- Instructions

ACCESSORY COMPONENTS:

Cat. No. 30-57 Disposable Static Mixers with Tips, 50 sets

KIT VERSIONS AVAILABLE:

Cat. No. 57-01 NewCore, White/Opaque, Kit
Cat. No. 57-02 NewCore, Natural (Vita A3), Kit
Cat. No. 57-03 NewCore, Contrast (Blue), Kit

CROWN AND BRIDGE MATERIAL & RESTORATIVES

Crown & Bridge materials are designed for fast in situ fabrication of dental prothesis. Sci-Pharm offers a most modern and advanced material in this category, featuring ease of handling, resistance to mechanical failures and superior esthetics.



SCI-SPAN™

Temporary Crown & Bridge Material, Fluorescent in Automix Cartridges



Cat. No. 58-01

OUTSTANDING FEATURES OF THE PRODUCT:

- Transient flexibility, resulting from a two step cure, facilitates handling
- Convenient and consistent working and curing times
- Increased resistance to impacts; very good mechanical properties
- Fluorescence assures good esthetics in all lighting conditions – natural and artificial
- Excellent polishability; minimal oxygen inhibited (smear) layer

KIT CONTAINS:

- 50cc of material in Dual Barrel Cartridge
- 15 static mixers
- Instructions

ACCESSORY COMPONENT:

Cat. No. 30-58 Disposable Static Mixers, 50 mixers

KIT VERSIONS AVAILABLE:

Cat. No. 58-01 Sci-Span, Shade A3, Kit
Cat. No. 58-02 Sci-Span, Shade A1/B1, Kit
Cat. No. 58-03 Sci-Span, Shade A2, Kit

TEMPO-REX®

Restaurador Temporal/Intermediario, Curado por Luz

Un material foto-curado versátil apropiado para restauraciones temporales/intermediarias; como restaurador para dientes deciduos; y para coronas temporales, encrustaciones y "on-lays", taponar endoncia, restauraciones de emergencias, etc.

Cat. No. 50-60



CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Fácil para aplicar
- Profundidad de curación sobresaliente – hasta 10mm
- Funcionamiento de confianza
- Permite hasta seis meses de tiempo en boca
- Buena biocompatibilidad – químicamente igual a los forros cavitarios foto-curados
- Compatible con todos los restauradores permanentes y cementos
- Larga vida útil sin necesidad de refrigeración
- Versátil

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 50-601 Restaurador Universal, 4 Jeringas x 4.5gr
Cat. No. 55-305 Forro Cavitario, Foto-Curado, 7gr
Cat. No. 71-03 Sellante Dentinario, 6cc
Accesorios e Instrucciones

Colores adicionales disponibles:

Cat. No. 50-602 B, Amarillo/Café Color Restaurador, 4.5g
Cat. No. 50-603 B, Gris/Café Color Restaurador, 4.5g

RESTAURADORES TEMPORALES

FASTFIL®

Restaurador Temporal, Curado por Saliva



Cat. No. 55-601 B

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Compatible con cualquier restaurador permanente
- Larga vida útil sin necesidad de refrigeración
- Sistema de un solo componente curado por contacto con la saliva
- Rápido para aplicar, fácil de remover
- Económico
- Versátil, amplio rango de aplicaciones
- Bajo potencial para irritación
- Contiene fluoruro

ESTUCHE CONTIENE:

50gr Restaurador
Instrucciones

PATENTE U.S. 6,284,030

CEMENTOS PERMANENTES

GLASION®

Ionómero de Vidrio, Forro y Cemento

Los materiales tipo-ionomero de vidrio han ganado su lugar en odontología gracias a su capacidad de adherir a la dentina, de filtrar fluoruro en la estructura dental, y a su relativamente buena biocompatibilidad. Entre su campo de aplicaciones se recomienda su uso para selectas restauraciones Clase V (particularmente en odontología geriátrica, cementación permanente de coronas y puentes, cementación de bandas ortodóncicas, y para forrar cavidades en casos donde no existe exposición directa de la pulpa.



Cat. No. 50-02 Regular Estuche
Cat. No. 51-02 Económico Estuche

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Versátil - amplio campo de aplicaciones
- Tiempo de trabajo/fraguado reproducible
- Adhiere a la dentina
- Contiene fluoruro filtrante
- Larga vida útil sin necesidad de refrigeración

ESTUCHE 50-02 CONTIENE:

(Tamaño regular)

Cat. No. 50-021 Polvo, 25g

Cat. No. 50-022 Líquido, 15ml

Accesorios e Instrucciones

ESTUCHE 51-02 CONTIENE:

(Tamaño económico)

Cat. No. 51-021 Polvo, 100gr

Cat. No. 51-022 Líquido, 60ml

Accesorios e Instrucciones

También disponible: Cat. No. 51-025,

Barniz para Glasion, 15cc

GLASION® P/P



Cat. No. 51-03

*U.S. PATENT 5,965,632, other patents pending

A New Paste/Paste Type Glass Ionomer Cavity Liner and Cement

Convenient automix dispensing allows for elimination of time consuming, imprecise, and inaccurate blending of powder and liquid components of the prior art system.

This new form of an unadulterated glass ionomer technology preserves all the advantages of the conventional powder/liquid type glass ionomer cements, particularly good adhesion to dentin and enamel, and sustained ability to release fluoride.

Transient flexibility during the initial period after cure prevents cement from cracking when strong forces are applied to the freshly set material.

KIT CONTAINS:

Two 8g Cement Syringes, 12 Mixing Tips

Accessories, Instructions

MICROJOIN®

Un cemento a base de resina para unir prótesis dentales y para aplicaciones de adhesión

El Microjoin representa un sistema de cementación compuesto de un sellante para dentina propietario y un adhesivo auto-curado a base de resina. El sellante dentinario ofrece excelente biocompatibilidad, protección pulpar contra irritantes químicos, y contribuye a mejor insulación térmica. Es casi insoluble en flujos orales y ofrece una capa de menos de 10 micrones; tiempo de trabajo es predecible, controlable y reproducible; facilidad de manejar y versátil.

Microjoin es apropiado para cementar restauraciones fundidas sobre dientes vitales y no-vitales; cementar puentes adheridos, periodoncia astillada y, en ausencia de la alternativa de foto-curado, cementar carillas laminadas, incrustaciones, etc. Es particularmente recomendado para cementar prótesis muy ajustadas.



Cat. No. 50-25

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Menos de 10 micrones de densidad
- Tiempo de fraguado consistente
- Insoluble en flujos orales
- Versátil
- Fácil de aplicar
- Larga vida útil
- Sellante dentinario propietario* protege la pulpa y reduce incomodidad post-operatoria
- Incluye opacador para mejor estética cuando se cementan puentes adheridos a dientes anteriores
- Se adhiere a la dentina, provee excelente retención e integridad marginal cuando se usa en combinación con el agente de enlace, Cat. No. 50-120 CuRay Dentina/Esmalte

*PATENTE U.S. 4,396,378

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 50-251 Parte A, Adhesivo, 10gr

Cat. No. 50-252 Parte B, Adhesivo, 10gr

Cat. No. 50-253 Sellante Dentinario, 15cc*

Cat. No. 50-254 Acondicionador de Esmalte

Cat. No. 50-255 Parte A, Opacador, 3gr

Accesorios e Instrucciones

CEMENTOS PERMANENTES

CEMPER®

Con Cemper, la Scientific Pharmaceuticals trae a la odontología un agente permanente, moderno y avanzado basado en la última generación de polímeros. Sus propiedades físicas y características de manejo son óptimas para proveer un tiempo de trabajo cómodo, facilidad de colocación, y longevidad en el ambiente oral.



Cat. No. 51-25

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Baja densidad de la capa
- Excelente fuerza mecánica
- Facilidad de manejo
- Baja potencial de irritación
- Casi insoluble en flujos orales
- Tiempos de trabajo y fraguado convenientes
- Radio opaco
- Curación de dos-pasos para facilitar la remoción de exceso

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 51-251 Parte A, 10gr
Cat. No. 51-252 Parte B, 10gr
Cat. No. 51-253 Sellante Dentinario, 15cc*
Accesorios e Instrucciones

* PATENTE U.S. 4,396,378

CEMENTOS TEMPORALES

UNTIL®

Una Solución Avanzada a la Cementación Temporal de Coronas y Puentes

La introducción de Until llenó un vacío en el surtido de agentes disponibles. Es un compuesto polimérico libre de eugenol que combina excelente facilidad de manejo con buenas propiedades retentivas, compatibilidad con todos los cementos permanentes, y casi insoluble en flujos orales. Este es claramente el material de elección cuando sensibilidad al eugenol es preocupante y se requiere largo tiempo de servicio en la boca.



Cat. No. 55-25

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Excelentes características de manejo
- Curación en dos pasos para remover fácilmente el exceso
- Tiempo de trabajo reproducible
- Radio opaco
- Bajo potencial de irritación
- Solubilidad insignificante
- Baja densidad
- Un buen balance de las propiedades físicas provee buena retención de la prótesis y a la vez permite su remoción sin necesidad de fuerza excesiva
- Excelente resistencia al ambiente oral y su fuerza mecánica aseguran buen funcionamiento por largo tiempo
- Compatible con todo cemento permanente

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 55-251 Parte A, 10gr
Cat. No. 55-252 Parte B, 10gr
Cat. No. 55-253 Sellante Dentinario, 15cc*
Cat. No. 55-254 Agente Lubricante, 3gr
Accesorios e Instrucciones

* PATENTE U.S. 4,396,378

UNTIL® Automix



Until® is now available in a new, more convenient to handle, and time saving automix dispensing system. It eliminates the need for hand mixing of its two components, reduces waste, and virtually eliminates operator's error.



Cat. No. 55-26

Temporary Crown and Bridge Cement in Automix Dispensing System

Until is a resin based dental material specifically developed for use as a temporary luting agent. Its physical properties and handling characteristics were optimized for providing adequate working time, ease of placement and cleaning, and reliable performance, even in cases requiring extended service time.

Until bonds to dentin and metals strongly enough to prevent marginal leakage and loss of retention, yet it allows for trouble-free removal. Good biocompatibility of this cement is expected to minimize post-operative discomfort.

Until features a unique two-stage curing mechanism. In the first stage, the material achieves a consistency hard enough to hold the restoration in place, while allowing 60-80 seconds for easy removal of the excess.

Until does not contain eugenol. It was formulated for compatibility with all permanent crown and bridge cements presently in use. Its automix dispensing system facilitates handling and application.

KIT CONTAINS:

- 12g Cement in Two Automix Dual Barrel Dispensers
- 6cc Cavity Varnish
- 1cc Releasing Agent
- Accessories, Instructions

*U.S. PATENT 4,396,378

ADHESIVOS / CEMENTOS ORTODONCICOS

La adhesión directa se ha vuelto un procedimiento muy reconocido en la ortodoncia y ofrece una alternativa superior a las viejas técnicas de adhesión en muchos casos clínicos.

Los problemas principales que se encuentran con muchos de los otros productos para adhesión directa son: (1) Tiempos de trabajo inconsistente (i.e. tiempos de trabajo son muy largos o muy cortos); (2) Consistencia incorrecta (hace mas difícil su aplicación o se toma demasiado tiempo); (3) mala adhesión a la estructura dental o al bracket; (4) Decoloración del adhesivo.

Los adhesivos Sci-Pharm se elaboraron con estos problemas presente, casi eliminado la falla de adhesión, facilitando el trabajo del profesional y permitiendo bastante ahorro de tiempo. Los imprimadores para los brackets plásticos permiten el uso de brackets transparentes o de color de esmalte en situaciones donde la estética es de suma importancia.

El desarrollo mas nuevo en el campo incluye los adhesivos foto-curados que son apropiados para utilizar con todos los tipos de brackets, incluyendo los metálicos y ofrece la comodidad de tiempo de trabajo sin-limite. Todos los adhesivos Sci-Pharm se conforman al uso de los nuevos brackets cerámicos.



Estuche de Frasco
Cat. No. 65-02



Estuche de Jeringa
Cat. No. 66-02

P CURE-ON-TOUCH L®

El Adhesivo de No-Mezclar mas Usado

Nuestro adhesivo ortodóncico Cure-On-Touch le brinde al profesional comodidad y alivia la presión de estar contra el tiempo de trabajo. El sistema de no-mezclar reduce las probabilidades de errores y casi elimina las inconsistencias encontradas en el funcionamiento de los viejos tipos de adhesivos. La aplicación es extremadamente sencilla y rápida, lo cual resulta en ahorro de tiempo. La consistencia del adhesivo es tal que los brackets no se resbalan luego de ser colocados sobre los dientes, pero se quedan inmovilizados hasta que el material se ha polimerizado. Este retraso en curarse permite al profesional corregir la posición del bracket hasta 15 segundos después de haberse colocado.

CARACTERÍSTICAS SOBRE-SALIENTES DEL PRODUCTO:

- Fuerte, adhesión de confianza
- Sistema de curación al contacto, libre de errores
- Estabilidad de color
- Rápido y fácil de usar
- Económico

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 65-021 Imprimador, 14gr
Cat. No. 65-022 Adhesivo, 15gr
Cat. No. 65-023 Acondicionador de Esmalte, 9gr
Accesorios e Instrucciones

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 65-021 Imprimador, 14gr
Cat. No. 65-024 Adhesivo, 3 Jeringas x 5gr
Cat. No. 65-023 Acondicionador de Esmalte, 9gr
Accesorios e Instrucciones



Estuche deCarpules
Cat. No. 67-02



Estuche Introductorio de Jeringa
Cat. No. 65-12

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 65-021 Imprimador, 14gr
Cat. No. 67-028 Adhesivo, 30 Carpules x .35gr
Cat. No. 65-023 Acondicionador de Esmalte, 9gr
Accesorios e Instrucciones

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 65-121 Imprimador, 7gr
Cat. No. 65-024 Adhesivo, 5gr
Cat. No. 65-023 Acondicionador de Esmalte, 9gr
Instrucciones



Adhesivo Ortodóncico Curado por Luz Visible



Cat. No. 60-05

ESTUCHE CONTIENE:

Cat. No. 60-051 Adhesivo 4 jeringas x 5gr
Cat. No. 60-052 Imprimador de Esmalte, 7gr
Cat. No. 50-110 Acondicionador de Esmalte, 13cc
Accesorios e Instrucciones
Disponible en Carpules: Cat. No. 60-053CB, 30 carpules de .35gr

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Fácil de usar, de confianza
- Tiempo de trabajo sin-limite
- Estabilidad de Color
- Versátil
- Casi insensible a la técnica del profesional
- Larga vida útil; bajo susceptibilidad a condiciones de almacenaje



Mini Kit Cat. No. 60-15

NEW!

KIT CONTAINS:

Cat. No. 60-054 Adhesive Paste, 5g x 1 syringe
Cat. No. 55-101 Bonding Agent, 3.2g
Cat. No. 65-023 Enamel Conditioner, 9g
Accessories, Instructions

Para cemento de bandas ortodoncicas, ver Glasion, página 12

La gama de productos de la Scientific Pharmaceuticals incluye un amplio surtido de materiales auxiliares, aparatos, y accesorios diseñados para facilitar el trabajo del profesional, eficiencia, y para proveer una forma de extender la variedad de servicios ofrecidos. Además de pequeños instrumentos y artículos desechables, esta categoría también abarca aparatos especiales, incluyendo materiales muy útiles en la práctica diaria.

ACONDICIONADORES

GEL ETCH™ Ácido Ortofosfórico al 33%

Un Grabador de Esmalte de Alta

Viscosidad para todos los Propósitos de Adhesión



Cat. No. 70-12 B



Unidad Económica
Cat. No. 70-125 B

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Sistema conveniente con puntas desechables
- Fácil para enjuagar
- Económico
- Con color para aplicación precisa
- Excelentes características humectantes
- No-secante
- Aplicación directa con puntas desechables tipo "luer-lock"
- Jeringuillas aplicadoras re-llenables*

*Unidad económicamente solamente

CONTIENE: 12gr Grabador

Accesorios e Instrucciones

La jeringa dispensadora tamaño económico ofrece una solución conveniente y económica para proveer una avanzada formulación de ácido grabador a las clínicas de multi-operatorias. Jeringuillas aplicadoras pequeñas pueden llenarse fácilmente de la jeringa dispensadora económica para una aplicación muy cómoda.

UNIDAD ECONÓMICA CONTIENE:

Cat. No. 70-125 N Gel grabador en jeringa dispensadora, 60gr

Cat. No. 31-01 N 10 Jeringuillas aplicadoras con "luer-lock"

Cat. No. 30-55 60 Puntas tipo "luer-lock"

Instrucciones

GEL ETCH™ Ácido Ortofosfórico al 10%

Para hacer un pretratamiento al esmalte y dentina así mejorando la eficacia de los promotores adhesivos y/o incrementar la fuerza de enlace de los cementos, sellantes y restauradores a la estructura dental.



Cat. No. 70-14 B



Unidad Económica
Cat. No. 70-143 B

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Sistema conveniente con puntas desechables
- Fácil de enjuagar
- Económico
- Con color para la aplicación directa
- Excelentes características humectantes
- No-secante
- Aplicación directa con puntas "luer-lock" desechables
- Jeringuillas aplicadoras re-llenables*

*Unidad económica solamente

CONTIENE: 12gr Grabador

Accesorios e Instrucciones

La jeringa dispensadora tamaño económico ofrece una solución conveniente y económica para proveer una avanzada formulación de ácido grabador a las clínicas de multi-operatorias. Jeringuillas aplicadoras pequeñas pueden llenarse fácilmente de la jeringa dispensadora económica para una aplicación muy cómoda.

UNIDAD ECONÓMICA CONTIENE:

Cat. No. 70-143 N Acido grabador en jeringas, 60g

Cat. No. 31-01 N Jeringas aplicadoras c/Luer-lock, 10 c/u

Cat. No. 30-55 Puntas con Luer-lock, 60 c/u

Instrucciones

TOOTH CONDITIONERS



(For application by a professional or under professional supervision)



Cat. No. 85-20

OUTSTANDING FEATURES OF THE PRODUCT:

- Accelerated action
- Low irritation potential
- Pleasant mint flavor
- Amine free

KIT CONTAINS:

- 12g Teeth Whitener in four syringes (4x3g)
- 12 Dispensing tips
- 2 Tray forming sheets
- Instructions



(For application by a professional or under professional supervision)



Cat. No. 85-30

OUTSTANDING FEATURES OF THE PRODUCT:

- Fast Acting; short application time
- Low potential for tissue irritation/sensitization
- User friendly, easy to handle automix dispensing system
- Short treatment time
- Requires no special equipment
- Contains calcium to prevent tooth decalcification during treatment
- Contains water to prevent, or minimize, soft oral tissue desiccation

KIT CONTENTS:

- 14g Teeth Whitener in two automix syringes (2x7g)
- 4 Static mixers
- 2 Tray forming sheets
- Instructions

*Protected by one or more of the following *U.S. PATENTS: 6,365,134, 6,447,757, 6,488,913, 6,696,043, 7,067,115, other patents pending.

ACONDICIONADOR DE DENTINA

Tipo Ácido-Poliacrílico

Para la Preparación de las Superficies Dentinarias antes de Adhesión o Cementación



Cat. No. 70-08 B

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Quita la capa residua e impurezas de la superficie dentinaria sin abrir los túbulos dentinarios
- Mejora la definición de los cementos a la estructura dental
- Asiste en prevenir el escape marginal
- Mejora la adhesión al ionomero de vidrio, resina, y cementos de fosfato de zinc a la dentina
- Rapido y económico en su uso

CONTIENE:

15cc Acondicionador
Instrucciones

FloroPhos®



Cat. No. 82-101 (Fresa)
Cat. No. 82-102 (Menta)
Cat. No. 82-103 (Naranja)

Gel de Flúor Tópico para la Prevención de Caries 1.23% iones de fluoruro acidulado de fosfato

Contiene humectantes para prevenir que se reseque y mantener consistencia y textura óptima. Fácil de dispensar y aplicar, gracias al buen balance de las propiedades tixotropías y reológicas. Sabores adicionales disponibles para pedidos especiales.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Sabores agradables
- Larga vida útil
- Económico

Tamaño económico: Botella x 0.95L (32 oz.)

PASTAS PARA PULIR

LUSTER® Pasta para Pulir Resinas, Amalgamas, y Colados



Cat. No. 50-05

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Rápido y eficaz
- No se reseca y no cambia en consistencia
- Totalmente soluble en agua
- Cohesivo y no salpica
- No mancha
- Método de dispensar conveniente y económico
- Casi sin limite de viabilidad y sin restricciones de almacenaje

KIT CONTAINS:

Cat. No. 50-051 Polishing Paste, 4g x 5 syringes
Instructions

PASTAS PARA PULIR

DIAMOND LUSTER®



Cat. No. 55-05 B

Pasta para Pulir Cerámica Dental

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Rellenado de solo polvo adiamantado para un pulido eficaz
- Tamaños óptimos de partículas de diamante resultan en una superficie de superior suavidad
- Método de dispensar conveniente y económico

CONTIENE: Jeringa, 3grs e Instrucciones

IMPRIMADOR



Cat. No. 70-10 B



Imprimador de Metal para Reparaciones de Carillas Dañadas o Desgastadas sobre Restauraciones Colodas

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Rápido y fácil de aplicar
- Compatible con todas las resinas fluidas y otros restauradores a base de resina

CONTIENE: Imprimador, 15cc
Accesorios e Instrucciones

Para Solvente pedir Cat. No. 70-07B

PATENTE U.S. 4,648,845

AGENTE LUBRICANTE

StikFree™

Cat. No. 70-05 B
15cc

Cat. No. 71-05 B
7cc




Previene el que se Peguen los Restauradores o Cementos al Instrumental

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL PRODUCTO:

- Facilita la aplicación de los materiales compuestos y cementos
- Económico y fácil de usar

CONTIENE:

Cat. No. 70-05 B Botella de 15cc, Instrucciones
Cat. No. 71-05 B Botella de 7cc, Instrucciones



<u>CATALOGO NO.</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>DESCRIPCIÓN Y USO</u>
30-10	100 Espátulas Desechables materiales dentales y solventes utilizados en odontología.	Hechas de Delrin para mezclar y dispensar. Resistente a todos los
30-20	Espojas Mini Desechables materiales dentales.	Espojas de poliuretano facilitan la aplicación controlada de agentes grabadores, imprimadores, y agentes de enlace, etc. Amplia compatibilidad con
30-30	80 Pinceles Desechables enlace, imprimadores, restauradores	Pinceles de nylon con punta cónica para aplicar sellantes de fisuras, agentes de fluidos, etc.
30-40	Pozos para Mezclar x 5	Para mezclar y dispensar líquidos dentales. Cada unidad tiene 12 pocillos.
30-50	100 Puntas Desechables	Bolsa x 100 puntas para dispensar Gel-Etch (Cat. No. 70-12 y Cat. No. 70-14).
30-55	60 Puntas Negras bre económica (Cat. No. 70-125B y Cat. No. 70-143B), resinas fluidas y forro cavitario, Fluoroseal.	Tipo Puntas de aguja de 20 calibre para usar con la jeringa tamaño Luer-Lock de 20Cali
30-57	Disposable Static Mixers with Needlepoint Tips	50 disposable static mixers with needlepoint tips for use with Newcore core build-up restorative.
30-58	Disposable Static Mixers	50 disposable static mixers for use with Sci-Span temporary crown and bridge material.
30-70	Libros de Hojas para Mezclar x 5	Hechas de papel impregnado. Cada libro contiene 80 hojas.
30-80	Hojas de Milar x 100 muñones, etc.	Se usan para colocar y curar restauradores, materiales para la reconstrucción de
31-01	Jeringuillas x 10	Tipo luer-lock de 3cc
31-02	Jeringuillas x 10	Tipo luer-lock de 1cc
35-30	Pinceles c/Mango Largo Paq. X 50	Pinceles de nylon con mango de 2"



NUMERO DE CATALOGO	PRODUCTO	CONTENIDO	PRECIO
--------------------	----------	-----------	--------

PAGINA 3 SELLANTES, FORROS, IMPRIMADORES Y CAPAS

SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS

50-01	Sellante de Fisuras y Agente de Enlace, Auto-Curado, Transparente, Estuche	25cc Sellante..... 13cc Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones	\$ 60.00
51-01	Sellante de Fisuras y Agente de Enlace, Auto-Curado, Opaco, Estuche	25cc Sellante..... 13cc Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones	\$ 60.00
	Componentes de Estuches 50-01 y 51-01:		
	50-011 B Sellante, Parte A	12.5cc Sellante.....	\$ 25.00
	50-014 B Sellante, Parte A, Opaco	12.5cc Sellante.....	\$ 25.00
	50-012 B Sellante, Parte B	12.5cc Sellante.....	\$ 25.00
	50-013 B Acondicionador de Esmalte	13cc Acondicionador de Esmalte.....	\$ 7.00
52-01	Sellante de Fisuras y Agente de Enlace, Auto-Curado, Opaco, Introductorio	12cc Sellante..... 13cc Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones	\$ 34.00
53-01	Sellante de Fisuras y Agente de Enlace, Auto-Curado, Transparente, Introductorio	12cc Sellante..... 13cc Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones	\$ 34.00
	Componentes de Estuches 52-01 y 53-01:		
	52-011 Sellante, Parte A, Opaco	6cc Sellante.....	\$ 12.50
	53-011 Sellante, Parte A, Transparente	6cc Sellante.....	\$ 12.50
	52-012 Sellante, Parte B	6cc Sellante.....	\$ 12.50
	50-013 B Acondicionador de Esmalte	13cc Acondicionador de Esmalte.....	\$ 7.00
54-01	Sellante de Fisuras, Foto-Curado, Transparente, Estuche	12cc Sellante..... 13cc Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones	\$ 50.00
56-01	Sellante de Fisuras, Foto-Curado, Blanco-Opaco, Estuche	12cc Sellante..... 13cc Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones	\$ 50.00
	Componentes de Estuches 54-01 y 56-01:		
	54-011 B Sellante de Fisuras, Transparente	6cc Sellante.....	\$ 20.00
	56-011 B Sellante de Fisuras, Blanco-Opaco	6cc Sellante.....	\$ 20.00
	50-065 B Acondicionador de Esmalte	13cc Acondicionador de Esmalte.....	\$ 7.00

PAGINA 4 SELLANTES, FORROS, IMPRIMADORES Y CAPAS

FORROS CAVITARIOS

75-035 B	Fluoroseal, Forro Cavitario Foto-Curado, Color Dentina, Estuche Introductorio	1.5g Forro..... Accesorios, Instrucciones	\$ 7.00
75-03	Fluoroseal, Forro Cavitario Foto-Curado, Color Dentina, Estuche	15g Forro..... Accesorios, Instrucciones	\$ 40.00
75-13	Fluoroseal, Forro Cavitario Foto-Curado, Color Contraste, Estuche	15g Forro..... Accesorios, Instrucciones	\$ 40.00
	Componentes de Estuches 75-03 y 75-13:		
	75-031 B Fluoroseal, Color Dentina	7.5g Forro.....	\$ 20.00
	75-131 B Fluoroseal, Color Contraste	7.5g Forro.....	\$ 20.00

BARNICES

70-01 B	Barniz de Copal	15cc Barniz.....	\$ 6.00
70-03 B	Barniz Universal	15cc Barniz.....	\$ 15.00
70-04	Solvente/Removedor para Barniz Universal	2 oz. Solvente.....	\$ 5.50

AGENTE DE ENLACE

50-120	Sistema de Enlace CuRay-Dentina/Esmalte	6g Imprimador/Agente de Enlace..... 7cc Acondicionador de Dentina 13cc Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones	\$ 60.00
	Componentes de Estuche 50-120:		
	50-121 Imprimador de Esmalte, Dentina	6g Imprimador/Agente de Enlace.....	\$ 48.00
	50-122 Acondicionador de Dentina	7cc Acondicionador.....	\$ 4.00
	50-110 B Acondicionador de Esmalte	13cc Acondicionador.....	\$ 7.00

PAGINA 5 RESTAURADORES COMPUESTOS

RESINAS PARA ANTERIORES Y POSTERIORES

50-04	Restaurador Compuesto Anterior/Posterior Estuche. Tipo Pasta/Pasta con Agente de Enlace	28g Restaurador..... 6g Agente de Enlace 13cc Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones	\$ 75.00
54-05	Anterior/Posterior Composite Restorative, Paste/Paste Type with Bonding Agent, Kit (Special Export Version)	28g Restorative..... 3g Bonding Agent 13cc Enamel Conditioner Accessories, Instructions	\$ 48.00

PAGINA 5

RESTAURADORES COMPUESTOS

RESINAS PARA ANTERIORES Y POSTERIORES

55-04	Restaurador Compuesto Anterior/Posterior Estuche. Tipo Pasta/Pasta	28g Restaurador.....\$ 60.00 Accesorios, Instrucciones
Componentes de Estuches 50-04 y 55-04:		
50-041	Restaurador, Parte A	14g Restaurador.....\$ 28.00
50-042	Restaurador, Parte B	14g Restaurador.....\$ 28.00
50-043	Agente de Enlace, Parte A	3g Agente de Enlace.....\$ 6.50
50-044	Agente de Enlace, Parte B	3g Agente de Enlace.....\$ 6.50
50-013 B	Acondicionador de Esmalte	13cc Acondicionador de Esmalte.....\$ 7.00
55-041	Restaurador, Parte A	14g Restaurador.....\$ 28.00
55-042	Restaurador, Parte B	14g Restaurador.....\$ 28.00
56-15	Unidad Multiple	280g Restaurador.....\$ 225.00 Accesorios, Instrucciones

PAGINA 6

RESTAURADORES COMPUESTOS

50-10	Restaurador Compuesto, CuRay-Fil, Estuche, Foto-Curado	25g Restaurador en 5 colores.....\$ 150.00 6g Agente de Enlace 13cc Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones
55-10	Restaurador Compuesto, CuRay-Fil, Estuche Introductorio, Foto-Curado	10g Restaurador en 2 colores.....\$ 60.00 3g Agente de Enlace 2g Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones
Componentes de Estuches 50-10 y 55-10:		
*** 50-102 B	Restaurador, Claro (A1)	5g Restaurador jeringa.....\$ 27.00
* 50-102 CB	Restaurador, Claro (A1)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....\$ 62.50
*** 50-103 B	Restaurador, Universal (A2)	5g Restaurador jeringa.....\$ 25.00
* 50-103 CB	Restaurador, Universal (A2)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....\$ 62.50
* 50-114 B	Restaurador, Café Claro (A3)	5g Restaurador jeringa.....\$ 25.00
* 50-114 CB	Restaurador, Café Claro (A3)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....\$ 62.50
* 50-115 B	Restaurador, Café Mediano (A3.5)	5g Restaurador jeringa.....\$ 25.00
* 50-115 CB	Restaurador, Café Mediano (A3.5)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....\$ 62.50
** 50-113 B	Restaurador, Café Oscuro (A4)	5g Restaurador jeringa.....\$ 25.00
* 50-113 CB	Restaurador, Café Oscuro (A4)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....\$ 62.50
* 50-101 B	Restaurador, Extra Claro (B1)	5g Restaurador jeringa.....\$ 25.00
* 50-101 CB	Restaurador, Extra Claro (B1)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....\$ 62.50
* 50-105 B	Restaurador, Amarillo Claro (B2)	5g Restaurador jeringa.....\$ 25.00
* 50-105 CB	Restaurador, Amarillo Claro (B2)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....\$ 62.50
** 50-107 B	Restaurador, Amarillo/Café (B3)	5g Restaurador jeringa.....\$ 25.00
* 50-107 CB	Restaurador, Amarillo/Café (B3)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....\$ 62.50
* 50-104 B	Restaurador, Gris Claro (C1)	5g Restaurador jeringa.....\$ 25.00
* 50-104 CB	Restaurador, Gris Claro (C1)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....\$ 62.50
** 50-106 B	Restaurador, Gris/Café (C3/D3)	5g Restaurador jeringa.....\$ 25.00
* 50-106 CB	Restaurador, Gris/Café (C3/D3)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....\$ 62.50
* 50-112 B	Restaurador, Gris Oscuro (C4)	5g Restaurador jeringa.....\$ 25.00
* 50-112 CB	Restaurador, Gris Oscuro (C4)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....\$ 62.50
** 50-109 B	Agente de Enlace	6g Agente de Enlace.....\$ 12.50
** 50-110 B	Acondicionador de Esmalte	13cc Acondicionador de Esmalte.....\$ 7.00
* Disponible por separado únicamente		
** Incluido en el estuche 50-10		
*** Incluido en los estuches 50-10 y 55-10		

The characteristics of the material in relation to the intended use should be carefully considered for each clinical situation. Materials renown for excellent performance in certain applications may not be indicated for others.

When in doubt which material to use, contact our technical department.

Inquire for dealers', wholesalers', institutional, and special promotional discounts.

Call Customer Service (800)634-3047

NUMERO DE CATALOGO	PRODUCTO	CONTENIDO	PRECIO
--------------------	----------	-----------	--------

PAGINA 7 RESTAURADORES COMPUESTOS

RESINAS PARA ANTERIORES/POSTERIORES

50-50 CuRay-II, Restaurador Compuesto para Posteriores, Foto-Curado, Unidades

Unidades 50-50:

50-501 CB	Restaurador, Claro (A1/B1)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....	\$ 66.00
50-502 CB	Restaurador, Universal (A2/A3)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....	\$ 66.00
50-503 CB	Restaurador, Gris/Café (C1/C2)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....	\$ 66.00
50-504 CB	Restaurador, Amarillo/Café (B3)	.35g Restaurador x 25 unidose carpules.....	\$ 66.00

RESINAS FLUIDAS

50-20 CuRay-Match, Foto-Curado,Estuche, Restaurador Fluido

15g Restaurador en 5 colores.....	\$ 160.00
13cc Acondicionador de Esmalte	
6cc Acondicionador de Porcelana	
Accesorios, Instrucciones	

Componentes de Estuche 51-20:

* 50-201 B	Restaurador, Universal (A2)	3g Restaurador.....	\$ 25.00
50-209 B	Restaurador, Café Oscuro (A4)	3g Restaurador.....	\$ 25.00
* 50-203 B	Restaurador, Claro (B1)	3g Restaurador.....	\$ 25.00
* 50-204 B	Restaurador, Amarillo (B3)	3g Restaurador.....	\$ 25.00
* 50-205 B	Restaurador, Gris (C3)	3g Restaurador.....	\$ 25.00
50-208 B	Restaurador, Gris Oscuro (C4)	3g Restaurador.....	\$ 25.00
* 50-202 B	Restaurador, Opacador Universal	3g Restaurador.....	\$ 25.00
* 50-065 B	Acondicionador de Esmalte	13cc Acondicionador de Esmalte.....	\$ 7.00
* 50-064 B	Acondicionador de Porcelana	6cc Acondicionador de Porcelana.....	\$ 10.00
* Incluido en el estuche			

PAGINA 8 RESTAURADORES COMPUESTOS

RESINAS FLUIDAS

51-20 CuRay-Match, Foto-Curado, Restaurador Fluido, Estuche Introductorio Instrucciones

4.8g Restaurador en 4 colores.....	\$ 42.00
------------------------------------	----------

Componentes de Estuche 51-20:

50-213 B	Restaurador, Claro (A1/B1)	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
* 50-211 B	Restaurador, Universal (A2)	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
50-210 B	Restaurador, Café Claro (A3)	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
50-212 B	Restaurador, Café Mediano (A3.5)	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
50-219 B	Restaurador, Café Oscuro (A4)	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
50-217 B	Restaurador, Amarillo Claro (B2)	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
* 50-214 B	Restaurador, Amarillo (B3)	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
50-220 B	Restaurador, Gris Claro (C1)	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
50-216 B	Restaurador, Gris Mediano (C2)	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
* 50-215 B	Restaurador, Gris/Café (C3/D3)	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
50-218 B	Restaurador, Gris Oscuro (C4)	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
50-221 B	Restaurador, Gingival	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
50-222 B	Restaurador, Orillo Incisal	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
50-223 B	Restaurador, Opacador Amarillo	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
* 50-224 B	Restaurador, Opacador Universal	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
50-225 B	Restaurador, Opacador Claro	1.2g Restaurador.....	\$ 10.50
* Incluido en el estuche.			

PAGINA 9 RESTAURADORES COMPUESTOS

MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES

50-09 Support, Material para reconstruir Muñones, Tipo Pasta/Pasta, Estuche

12g Parte A, Color Contraste.....	\$ 68.00
3g Parte A, Color Natural	
15g Parte B	
Accesorios, Instrucciones	

Estuches Especiales:

50-19 Support, todo Color Contraste, Estuche

15g Parte A, Color Contraste.....	\$ 68.00
15g Parte B	
Accesorios, Instrucciones	

50-29 Support, todo Color Natural, Estuche

15g Parte A, Color Natural.....	\$ 68.00
15g Parte B	
Accesorios, Instrucciones	

50-39 Support, Estuche Inverso

12g Parte A, Color Natural.....	\$ 68.00
3g Parte A, Color Contraste	
15g Parte B	
Accesorios, Instrucciones	

Componentes de Estuches 50-09, 50-19, 50-29, y 50-39:

50-091	Parte A Restaurador, Contraste	12g Restaurador, Pasta.....	\$ 26.00
50-092	Parte A Restaurador, Natural	3g Restaurador, Pasta.....	\$ 8.50
50-093	Parte B Restaurador	15g Restaurador, Pasta.....	\$ 32.00
50-094	Parte A Restaurador, Natural	12g Restaurador, Pasta.....	\$ 26.00
50-095	Parte A Restaurador, Contraste	3g Restaurador, Pasta.....	\$ 8.50
50-096	Resina Solvente	2.5g Restaurador, Pasta.....	\$ 9.00

Estuches Económicos:

51-09 Support, todo Contraste

25g Parte A, Color Contraste.....	\$ 80.00
25g Parte B	
Accesorios, Instrucciones	

52-09 Support, todo Natural

25g Parte A, Color Natural.....	\$ 80.00
25g Parte B	
Accesorios, Instrucciones	

Componentes de Estuches 51-09 y 52-09:

50-193	Parte B Restaurador	25g Restaurador, Pasta.....	\$ 56.00
51-091	Parte A Restaurador, Contraste	25g Restaurador, Pasta.....	\$ 52.00
52-091	Parte A Restaurador, Natural	25g Restaurador, Pasta.....	\$ 52.00

PAGINA 10 RESTAURADORES COMPUESTOS

MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES

51-302 CB	LC Support, Material para reconstruir Muñones, Foto-Curado, Unidad	.35gx25 Unidose Carpules..... Instrucciones	\$ 57.50
55-30	CuRay-Support, Material para reconstruir Muñones, Curación Dual, Estuche	10g Restaurador, Color Contraste..... 10g Restaurador, Color Natural 6g Activador Auto-Curado, Liquido 4g Activador Auto-Curado, Pasta 10g Forro Cavitario Foto-Curado Accesorios, Instrucciones	\$106.00
	Estuches Especiales:		
55-31	CuRay-Support, todo Contraste	20g Restaurador, Color Contraste..... componentes iguales al 55-30	\$ 106.00
55-32	CuRay-Support, todo Natural	20g Restaurador, Color Natural..... componentes iguales al 55-30	\$106.00
	Componentes de Estuches 55-30, 55-31 y 55-32:		
55-301 B	Restaurador, Color Contraste	5g Restaurador.....	\$ 18.00
55-302 B	Restaurador, Color Natural	5g Restaurador.....	\$ 18.00
55-303 B	Activador Auto-Curado, Liquido	6g Activador.....	\$ 8.00
55-304 B	Activador Auto-Curado, Pasta	4g Activador.....	\$ 12.00
55-305 B	Forro Cavitario Foto-Curado	10g Forro.....	\$ 12.00
57-01	NUEVO NewCore, Core Build-Up Material in Automix Cartridges, White/Opaque, Kit	68g Restorative..... Accessories, Instructions	\$100.00
57-02	NUEVO NewCore, Core Build-Up Material in Automix Cartridges, Natural (Vita A3), Kit	68g Restorative..... Accessories, Instructions	\$100.00
57-03	NUEVO NewCore, Core Build-Up Material in Automix Cartridges, Contrast (Blue), Kit	68g Restorative..... Accessories, Instructions	\$100.00

PAGINA 11 RESTAURADORES COMPUESTOS

CROWN AND BRIDGE MATERIAL

58-01	NUEVO Sci-Span, Temporary Crown & Bridge Material, Fluorescent, in Automix Cartridges, Shade A3, Kit	50cc Restorative..... Accessories, Instructions	\$ 100.00
58-02	NUEVO Sci-Span, Temporary Crown & Bridge Material, Fluorescent, in Automix Cartridges, Shade A1/B1, Kit	50cc Restorative..... Accessories, Instructions	\$ 100.00
58-03	NUEVO Sci-Span, Temporary Crown & Bridge Material, Fluorescent, in Automix Cartridges, Shade A2, Kit	50cc Restorative..... Accessories, Instructions	\$ 100.00
50-60	Tempo-Rex, Foto-Curado Restaurador Temporal/Intermedio, Estuche	18g Restaurador, Color Universal..... 6cc Sellante de Dentina 7g Forro Cavitario Foto-Curado Accesorios, Instrucciones	\$ 55.00
	Componentes de Estuche 50-60:		
50-601 B	Restaurador, Color Universal	4.5g Restaurador.....	\$ 10.00
	Colores Adicionales Disponibles:		
50-602 B	Restaurador, Amarillo/Café	4.5g Restaurador.....	\$ 10.00
50-603 B	Restaurador, Gris/Café	4.5g Restaurador.....	\$ 10.00
	Para Sellante de Dentina y Forro Cavitario ver numeros de catálogo 70-03 B (Barniz Universal) y 75-031 B (Forro Cavitario Fluoroseal)		

RESTAURADORES TEMPORALES

55-601 B	MEJORADO Fastfil, Restaurador Temporal Curado por Saliva	50g Restaurador..... Instrucciones	\$ 12.00
----------	---	---------------------------------------	----------

NUMERO DE
CATALOGO

PRODUCTO

CONTENIDO

PRECIO

PAGINA 12 CEMENTOS DENTALES**CEMENTOS PERMANENTES**

50-02	Glasion, Restaurador Ionómero de Vidrio Forro y Cemento, Tamaño Regular, Estuche	25g	Polvo.....	\$ 32.00	
		15cc	Líquido		
			Accesorios, Instrucciones		
51-02	Glasion, Restaurador Ionómero de Vidrio Forro y Cemento, Tamaño Económico, Estuche	100g	Polvo.....	\$ 100.00	
		60cc	Líquido		
			Accesorios, Instrucciones		
<u>Componentes de Estuches 50-02 y 51-02:</u>					
	50-021 B	Polvo	25g	Polvo.....	\$ 25.00
	50-022 B	Líquido	15cc	Líquido.....	\$ 7.50
	51-021	Polvo	100g	Polvo.....	\$ 78.00
	51-022	Líquido	60cc	Líquido.....	\$ 22.50
	51-025 B	Barniz para Glasion	15cc	Barniz.....	\$ 15.00
50-25	Microjoin, Adhesivo/Cemento para Coronas y Puentes	20g	Adhesivo.....	\$ 85.00	
		15cc	Sellante para Dentina		
		3g	Acondicionador de Esmalte		
		3g	Opacador		
			Accesorios, Instrucciones		
<u>Componentes de Estuches 50-25:</u>					
	50-251 B	Adhesivo, Parte A	10g	Adhesivo.....	\$ 32.00
	50-252 B	Adhesivo, Parte B	10g	Adhesivo.....	\$ 32.00
	50-253 B	Sellante para Dentina	15cc	Sellante.....	\$ 15.00
	50-254 B	Acondicionador de Esmalte	3g	Acondicionador de Esmalte.....	\$ 2.50
	50-255 B	Opacador, Parte A	3g	Opacador.....	\$ 10.00

PAGINA 13 CEMENTOS DENTALES**CEMENTOS PERMANENTES**

51-25	Cemper, Cemento Permanente para Coronas y Puentes, Estuche	20g	Cemento.....	\$ 85.00	
		15cc	Sellante para Dentina		
			Accesorios, Instrucciones		
	<u>Componentes de Estuches 51-25:</u>				
	51-251 B	Cemento, Parte A	10g	Cemento.....	\$ 32.00
	51-252 B	Cemento, Parte B	10g	Cemento.....	\$ 32.00
	51-253 B	Sellante para Dentina	15cc	Sellante.....	\$ 15.00

CEMENTOS TEMPORALES

55-25	Until, Cemento Temporal para Coronas y Puentes, Estuche	20g	Cemento.....	\$ 60.00		
		15cc	Sellante de Dentina			
		3g	Aislante			
			Accesorios, Instrucciones			
		Componentes de Estuche 55-25:				
		55-251 B	Cemento, Parte A	10g	Cemento.....	\$ 22.00
		55-252 B	Cemento, Parte B	10g	Cemento.....	\$ 22.00
		55-253 B	Sellante de Dentina	15cc	Sellante.....	\$ 15.00
		55-254 B	Aislante	3g	Aislante.....	\$ 3.50
		55-26	NEW Until Automix, Crown and Bride Temporary Cement in Automix Dispensing System, Kit	12g	Cement in Two Automix Dual Barrel Dispensers.....	\$ 44.00
6cc	Cavity Varnish					
1cc	Releasing Agent					
	Accessories, Instructions					

NUMERO DE CATALOGO	PRODUCTO	CONTENIDO	PRECIO
PAGINA 14 ADHESIVOS ORTODONCICOS/CEMENTOS			
65-02	Cure-On-Touch P/L, Adhesivo Ortodoncico, Estuche	14g Imprimador..... 15g Adhesivo..... 9g Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones	\$ 95.00
65-12	Cure-On-Touch P/L, Adhesivo Ortodoncico Estuche Introductorio, Jeringa	7g Imprimador..... 5g Adhesivo..... 9g Acondicionador de Esmalte Instrucciones	\$ 32.00
66-02	Cure-On-Touch, Estuche Jeringa	14g Imprimador..... 15g Adhesivo (3 jeringas x 5g) 9g Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones	\$ 98.00
67-02	Cure-On-Touch, Estuche Carpules	14g Imprimador..... .35g Adhesivo x 30 Carpules 9g Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones	\$100.00
Componentes de Estuches 65-02, 65-12 66-02 y 67-02:			
65-021 B	Imprimador, Parte A (botella de vidrio)	14g Imprimador.....	\$ 42.00
65-121 B	Imprimador, Parte A (botella de vidrio)	7g Imprimador.....	\$ 21.00
65-126	Imprimador, Parte A (gotero plástico)	14g Imprimador.....	\$ 42.00
65-022	Adhesivo, Parte B (frasco)	15g Adhesivo.....	\$ 42.00
65-023 B	Acondicionador de Esmalte	9g Acondicionador de Esmalte.....	\$ 6.00
65-024 B	Adhesivo, Parte B (jeringas)	5g Adhesivo.....	\$ 15.00
67-028	Adhesivo, Parte B (carpules)	.35g Adhesivo x 30 Carpules.....	\$ 50.00
60-05	CuRay-Eclipse, Adhesivo Ortodoncico, Foto-Curado, Estuche	20g Adhesivo..... 7g Imprimador de Esmalte 13cc Acondicionador de Esmalte Accesorios, Instrucciones	\$105.00
Componentes de Estuche 60-05:			
60-051 B	Adhesivo	5g Adhesivo.....	\$ 20.00
60-052 B	Imprimador de Esmalte	7g Imprimador.....	\$ 15.00
50-110 B	Acondicionador de Esmalte	13g Acondicionador de Esmalte.....	\$ 7.00
60-053 CB	Adhesivo Pasta, Unidad de Carpules	.35g Adhesivo x 30 Unidose Carpules.....	\$ 80.00
60-055 B	Imprimador para Brackets Plásticos	14cc Imprimador.....	\$ 10.00

PAGINA 15 MATERIALES DENTALES AUXILIARES

ACONDICIONADORES

70-12 B	Gel Etch, 33% Ácido Fosfórico Jeringa con 25 puntas	12g Agente Grabador.....	\$ 13.00
70-125 B	Gel Etch Unidad Económica, 33% Ácido Fosfórico Jeringa económica con jeringuillas y puntas	60g Agente Grabador.....	\$ 36.00
70-14 B	Gel Etch, 10% Ácido Fosforico Jeringa con 25 puntas	12g Agente Grabador.....	\$ 13.00
70-143 B	Gel Etch Unidad Económica, 10% Ácido Fosfórico Jeringa económica con jeringuillas y puntas	60g Agente Grabador.....	\$ 36.00

PAGINA 16 MATERIALES DENTALES AUXILIARES

ACONDICIONADORES

70-08 B	Acondicionador de Dentina	15cc Acondicionador.....	\$ 8.00
82-101	FloroPhos, Flúor Tópico, Fresa	0.95L (32 oz.) Gel.....	\$ 20.00
82-102	FloroPhos, Flúor Tópico, Menta	0.95L (32 oz.) Gel.....	\$ 20.00
82-103	FloroPhos, Flúor Tópico, Naranja	0.95L (32 oz.) Gel.....	\$ 20.00
50-05	Luster, Pasta Pulidora, Estuche, 5 jeringas	20g Pasta Pulidora.....	\$ 20.00
50-051 B	Luster, Pasta Pulidora, Jeringa sencilla	4g Pasta Pulidora.....	\$ 5.00

PAGINA 17 MATERIALES DENTALES AUXILIARES

55-05 B	Diamond Luster, Pasta Pulidora para Cerámica	3g Pasta Pulidora.....	\$ 19.50
70-10 B	CuRay-PriMet, Imprimador para Metal, Foto-Curado	15cc Imprimador.....	\$ 12.00
70-07 B	Solvente para Imprimadores de Metal	15cc Solvente.....	\$ 3.50
70-05 B	StikFree, Aislante para Instrumental	15cc Aislante.....	\$ 12.00
71-05 B	StikFree, Aislante para Instrumental	7cc Aislante.....	\$ 7.00

PAGINA 18 ACCESORIOS

30-10	Espátulas Desechables	100 Espátulas.....	\$ 8.00
30-20	Aplicadores Desechables de esponja	Aprox. 200 Esponjas.....	\$ 6.00
30-30	Pinceles Desechables	80 Pinceles y un Mango.....	\$ 6.00
30-40	Pocillos para Mezclar	Juego x 5.....	\$ 4.0
30-50	Puntas para Jeringa Gel Etch x 12gr	100 Puntas.....	\$ 13.00
30-55	Puntas para Jeringa x 60g de Gel Etch	60 puntas de 20 calibre.....	\$ 12.00
30-57	NUEVO Disposable Static Mixers (Yellow) with Tips	50 sets.....	\$ 65.00
30-58	NUEVO Disposable Static Mixers (Blue)	50 each.....	\$ 50.00
30-70	Libretas de Hojas para Mezclar	5 Libretas x 80 hojas.....	\$ 6.00
30-80	Hojas de Mylar	100 Hojas.....	\$ 4.00
31-01	Jeringas Aplicadoras	10 jeringas, 3cc.....	\$ 2.50
31-02	Jeringas Aplicadoras	10 jeringas, 1cc.....	\$ 2.50
35-30	Pinceles Desechables con Mango Largo	50 pinceles de nylon con mango de 2".....	\$ 6.00



PRODUCTOS DE LA SCIENTIFIC PHARMACEUTICALS DISPONIBLES PARA ETIQUETA PRIVADA Y AL GRANEL

Los siguientes materiales son disponibles de la Scientific Pharmaceuticals para ventas bajo etiqueta privada y al granel. Se ofrecen descuentos especiales para programas de salud patrocinados por instituciones de investigación, caridad, y educativas, como también para organizaciones relacionadas con las Naciones Unidas y agencias gubernamentales.

- Restaurador Composite, tipo híbrido, auto-curado
- Restaurador Composite, foto-curado en varios colores
- Composite Fluido, varios colores
- Cemento de Fosfato de Zinc
- Cemento de Policarboxilato de Zinc
- Cemento de Ionomero de Vidrio
- Zinc Oxide/Eugenol Cement
- Restauradores Temporales e Intermedios
- Agentes para Grabar Esmalte, en liquido y en gel
- Acondicionadores para Dentina
- Sellante de Fisuras, transparente u opaco, auto-curado
- Sellante de Fisuras, transparente u opaco, foto-curado
- Flúor Tópico en Gel, 1.23% ion de flúor, varios sabores
- Barnices, tipos copal y sintéticos
- Adhesivo Ortodoncicos: auto-curados, convencional, y de no-mezclar
- Pasta Pulidora para restauraciones
- Pasta Pulidora para cerámica dental, con relleno de diamante
- Pressure Indicating Paste
- Restaurador Temporal, curado por saliva
- Geles para Blanqueamiento Dental
- Cemento foto-curado para Bandas Ortodoncicas
- Restauradores para Reconstrucción de Muñones: auto, foto, y tipo curación-dual
- Temporary Crown and Bridge Material
- Resina foto-curada para colado
- Varios accesorios: espátulas desechables, pinceles desechables, hojas para mezclar, esponjas desechables, pocillos para mezclar, contenedores dispensadores, etc.

Póliza de Ventas

- A. Se requiere un pedido mínimo de \$30 en costo de producto (no incluye impuestos ni fletes).
- B. Materiales comprados podrán ser devueltos para reembolso completo o reemplazo a discreción de Scientific Pharmaceuticals, bajo las siguientes condiciones:
 - (1) El material fue comprado en U.S.A.
 - (2) El material no ha cumplido con las especificaciones durante su vida útil, a pesar de que fue almacenado y manejado tal como recomienda Scientific Pharmaceuticals, o fue devuelto dentro de los 30 días de su compra y no mas del 20% del su contenido fue utilizado.
 - (3) La mercadería es devuelta a la entidad a cual fue comprada originalmente luego de recibir autorización de la misma.
- C. Todos los precios que aparecen en la lista de precios/catalogos, o cotizado a solicitud del cliente, son Exfabrica y sujetos a cambiar sin previa notificación.
- D. Scientific Pharmaceuticals se reserva el derecho, de negar pedidos a clientes cuyas cuentas aparecen atrasadas o han sobrepasado el limite de crédito establecido.
- E. Scientific Pharmaceuticals expresamente renuncia cualquier responsabilidad por el uso de sus materiales en otras formas o para otros propósitos, diferentes a esos descritos en su literatura técnica.
- F. Se cargaran intereses al 1½% mensual a saldos que pasan de su fecha de vencimiento.
- G. Se entregaran los Datos de Seguridad de los Materiales al ser solicitados.

Límite de Garantia

Los productos de Scientific Pharmaceuticals se garantizan ser libres de defectos y de funcionar de acuerdo a las especificaciones durante la vida útil indicada, siempre y cuando sean almacenado bajo las condiciones especificadas y utilizados para los propósitos indicados en su literatura técnica. La única garantía de Scientific Pharmaceuticals es de emitir crédito o proveer reemplazo del material defectuoso.

Convenios Especiales

- Algunos de los materiales y accesorios odontológicos de la Scientific Pharmaceuticals son disponibles en presentaciones alternas o para etiqueta privada.
- La Scientific Pharmaceuticals acepta contratos de terceras partes para fabricación e investigación.

Agradecemos sus encuestas.

“Recurso de Materiales, Recurso de Ideas”



CURAY-FIL®

LUSTER®

UNTIL®

TEMPO-REX™

CURAY-SUPPORT®

PCURE-ON-TOUCH®

GLASION®

FloroPhos®

MICROJOIN®

FASTFIL®

CURAY-MATCH®

DIAMOND LUSTER®

CURAY-II®

CURAY-PriMet®

SCI-SPAN®

CEMPER®

Scientific Pharmaceuticals, Inc.

Fabricantes de aparatos médicos, químicas, y farmacéuticos

3221 Producer Way • Pomona, CA, U.S.A. 91768-3916

Telefono: (800) 634-3047 • (909) 595-9922

Fax: (909) 595-0331 • E-mail: scipharm@msn.com

Ahora puede efectuar pedidos a nuestro → Website: www.scipharm.com

© Copyright 2000 Scientific Pharmaceuticals, Inc.

Imprimido en EE. UU.

Representante de Ventas:

F-73 r8 050605